


## 6. PG ODS シリーズ

### ■多孔質ガラス基材 ODS

SUMIPAX PG ODS シリーズは、ホウ素、アルミニウム含有多孔質ガラスを ODS 化し、さらにエンドキャッピングした充填剤です。耐酸、耐アルカリに優れており、生体由来成分の分析等で威力を発揮します。

SUMIPAX ODS	粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	細孔径 ( $\text{\AA}$ )	比表面積 ( $\text{m}^2/\text{g}$ )	細孔容積 ( $\text{mL}/\text{g}$ )	C 含量 (%)	使用 pH 範囲
PG ODS 100-7	7	100	266	0.82	12	2.5~10.0

### ■核酸類



### ■サイズと価格

粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	製品名 SUMIPAX	内径 (mm)	長さ (mm)	製品コード	本体価格 (円)
7	PG ODS 100-7	4.6	150	AG100-4615W	58,000
			250	AG100-4625W	78,000

\* その他のカラムサイズは、弊社までお問い合わせ下さい。